

# VasoKINOX™

---

## Valores añadidos de Air Liquide Healthcare

### ● Puesta en marcha

- El equipo se entrega calibrado y con todos los componentes necesarios para su puesta en marcha, incluyendo fungibles y dossier técnico.
- Formación adaptada a todos los usuarios y un pack completo de documentación.

### ● Calibración

- Calibración trimestral de los SoKINOX™ en el hospital.

### ● Mantenimiento preventivo

- Mantenimientos anuales y bianuales de los SoKINOX™ en nuestros laboratorios. Reemplazamos un equipo por otro, siguiendo todos los procedimientos para asegurar la trazabilidad y la localización de los mismos.

### ● Mantenimiento correctivo

- En caso de avería, reemplazamos el equipo SoKINOX™ por otro en el menor tiempo posible, hasta su reparación.

### ● Back-up

- Disposición de stock permanente en nuestros almacenes, asegurando la disponibilidad de nuevos equipos en un tiempo muy reducido.

### ● Fungibles y piezas

- El sensor de flujo por diferencia de presión de un solo uso se suministra en un kit desechable con los fungibles necesarios para la utilización del equipo.
- Stock dinámico que asegura la no interrupción en el suministro desde nuestros almacenes en España.

### ● Formación

- Formación continua, que permite un mayor conocimiento sobre la utilización del equipo a los usuarios ya existentes y garantiza el acceso a la formación de las nuevas incorporaciones en plantilla.
- Diferentes programas de formación, adaptados a las necesidades específicas de los servicios y de los distintos niveles de usuarios.